

nitrile  
examination gloves  
ultra comfort

INSTRUCTIONS FOR USE



ENGLISH

Product Description
Klinion Powder-Free Nitrile Examination Gloves are disposable gloves made of nitrile butadiene rubber that is intended to wear on the hand for medical purposes to provide a barrier against potentially infectious materials and other contaminants.



- Directions for use
1. Gloves are packed in dispenser which is suitable for transport. Keep the gloves in the box when not in use and keep away from fluorescent- and sunlight.
2. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections.
3. Usage: For single use only. If re-used: Extremely high risk of cross-contamination...

Performance and Limitation of Use



This product had been tested in accordance with EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 374-4:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.



This product had been tested in accordance with EN ISO 374-5:2016, and ISO 16604:2004 to meet the requirements for resistance to penetration by blood-borne pathogens, test method using Phi-X174 bacteriophage.

The gloves were found to meet with the REACH annex XVII requirements for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs).

Components used in glove manufacturing may cause allergic reactions to some users. If allergic reactions occur, seek for medical advice immediately.

In case a serious incident has occurred in relation to the device, inform Medeco BV as listed on the packaging, your local distributor and your local healthcare authority.

DEUTSCH

Produktbeschreibung
Die puderfreien Nitril-Untersuchungshandschuhe von Klinion sind Einweghandschuhe aus Nitril-Butadien-Kautschuk, die zu medizinischen Zwecken an der Hand getragen werden, um eine Barriere gegen potenziell infektiöse Materialien und andere Verunreinigungen zu bilden.



- Gebrauchsanweisung
1. Die Handschuhe sind in einem Spender verpackt, der für den Transport geeignet ist. Bewahren Sie die Handschuhe in der Schachtel auf, wenn Sie sie nicht benutzen, und halten Sie sie von Fluoreszenz- und Sonnenlicht fern.
2. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf eventuelle Mängel oder Unvollkommenheiten.
3. Verwendung: Nur für den einmaligen Gebrauch. Bei Wiederverwendung: Extrem hohes Risiko einer Kreuzkontamination...

Leistung und Nutzungsbeschränkung



Dieses Produkt wurde nach folgenden Kriterien getestet EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 374-4:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018. Diese Information reflektiert nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Differenzierung zwischen Mischungen und reinen Chemikalien.



Dieses Produkt wurde nach folgenden Kriterien getestet EN ISO 374-5:2016, und ISO 16604:2004 zur Erfüllung der Anforderungen an die Resistenz gegen das Eindringen von durch Blut übertragbaren Krankheitsregem, Testverfahren mit dem Bakteriophagen Phi-X174. Dieses Produkt bietet Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren.

Es wurde festgestellt, dass die Handschuhe die Anforderungen des REACH-Anhangs XVII für polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) erfüllen.

Die bei der Herstellung von Handschuhen verwendeten Bestandteile können bei einigen Benutzern allergische Reaktionen hervorrufen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.

Falls ein schwerer Vorfall in Bezug auf das Produkt aufgetreten ist: Informieren Sie Medeco BV, wie auf der Verpackung angegeben, Ihren lokalen Vertriebspartner und Ihre lokale Gesundheitsbehörde.

NEDERLANDS

Productbeschrijving
Klinion Powder-Free Nitrile Examination Gloves zijn wegwerphandschoenen gemaakt van Nitril butadiene rubber, welke bedoeld zijn om voor medische doeleinden aan de hand te dragen om een barrière te vormen tegen potentieel besmettelijke materialen en andere verontreinigingen.



- Gebruiksaanwijzing
1. Handschoenen zijn verpakt in dispenser welke geschikt is voor transport. Bewaar de handschoenen in de doos wanneer ze niet worden gebruikt en houd ze uit de buurt van fluorescerend- en zonlicht.
2. Inspecteer de handschoenen voor gebruik op eventuele gebreken of onvolkomenheden.
3. Gebruik: Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Bij hergebruik: Extreem hoog risico op kruisbesmetting, verslechtering van de barrièrebescherming...

Prestaties en gebruiksbepierking



Dit product is getest in overeenstemming met EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 374-4:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018. Deze informatie geeft niet de werkelijke duur van de bescherming in de werkomgeving weer. Noch wordt er onderscheid gemaakt tussen mengsels en zuivere chemicaliën.



Dit product is getest in overeenstemming met EN ISO 374-5:2016 en ISO 16604:2004 om te voldoen aan de vereisten voor weerstand tegen penetratie door via bloed overgedragen pathogenen, testmethode met behulp van Phi-X174 bacteriøfaag.

De handschoenen voldoen aan de eisen van REACH annex XVII voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's).

Componenten die bij het produceren van handschoenen worden gebruikt, kunnen bij sommige gebruikers allergische reacties veroorzaken. Als allergische reacties optreden, zoek dan onmiddellijk medisch advies.

In het geval er een serious incident plaatsvindt in relatie tot het hulpmiddel: Informeer Medeco BV zoals geregistreerd op de verpakking, de lokale distributeur en de lokale autoriteit voor de gezondheidszorg.

FRANCAIS

Description du produit
Klinion Powder-Free Nitrile Examination Gloves sont des gants jetables en caoutchouc nitrile-butadiène destinés à être portés aux mains à des fins médicales afin de constituer une barrière contre les matières potentiellement infectieuses et autres contaminants.



- Conseils d'utilisation
1. Les gants sont emballés dans un distributeur qui convient au transport. Gardez les gants dans la boîte lorsqu'ils ne sont pas utilisés et tenez-les à l'écart de la lumière fluorescente et du soleil.
2. Avant toute utilisation, vérifiez que les gants ne présentent pas de défauts ou d'imperfections.
3. Utilisation : à usage unique. Toute réutilisation provoque un risque extrêmement élevé de contamination croisée...

Performances et limites d'utilisation



Ce produit a été testé conformément à EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 374-4:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018. Les gants d'examen Klinion Protection sont destinés à être portés sur les mains à des fins médicales, ainsi qu'à contribuer à éviter une contamination entre les patients et la personne pratiquant l'examen.



Ce produit a été testé conformément à la norme EN ISO 374-5:2016 et à la norme ISO 16604:2004 pour répondre aux exigences de résistance à la pénétration des agents pathogènes transmissibles par le sang, méthode d'essai utilisant le bactériophage Phi-X174.

Les gants sont conformes aux exigences de l'annexe XVII de REACH concernant les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Les composants utilisés dans la fabrication des gants peuvent provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs. En cas de réaction allergique, consultez immédiatement un médecin.

En cas d'incident grave lié à l'utilisation du pansement : Informez-en Medeco BV, tel qu'indiqué sur l'emballage, votre distributeur local et votre autorité sanitaire locale.

ESPAÑOL

Descripción del producto
Los guantes Klinion para examen de pacientes no contienen polvo, son desechables y están fabricados en caucho de nitrilo de butadieno, apto para usar en la mano con fines médicos para proporcionar una barrera de protección contra materiales potencialmente infecciosos y otros contaminantes.



- Instrucciones de uso
1. Los guantes están envasados en un dispensador apto para el transporte. Mantenga los guantes en la caja cuando no los use, alejados de luces fluorescentes y la luz solar.
2. Antes de usarlos, inspeccione los guantes para detectar cualquier posible defecto o imperfección.
3. Uso: Para un solo uso. En caso de reutilización, aumenta significativamente el riesgo de contaminación cruzada...

Aplicaciones y restricciones de uso



Este producto ha sido probado de acuerdo con las normas EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 374-4:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018. Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros.



Este producto ha sido probado de acuerdo con la norma EN ISO 374-5:2016, y con la norma ISO 16604:2004 respecto a los requerimientos de resistencia a la penetración de patógenos transmitidos a través de la sangre, usando el método bacteriófago Phi-X174.

Se ha observado que los guantes reúnen los requisitos del anexo XVII del REACH para hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP).

Los componentes utilizados para la fabricación del guante pueden producir reacciones alérgicas en algunos usuarios. En caso de reacción alérgica, consulte inmediatamente a un médico.

En caso de incidente grave en relación con este producto, informe a Medeco BV (ver información de contacto en el embalaje del producto), a su distribuidor local y a la autoridad sanitaria de su localidad.

KLINION PERSONAL PROTECTION
AQL 1,5
NON STERILE
LATEX
UK CA
CE 2777
IFU\_KPT001\_01 09-2022 0\_030302
UK RP
H&R Healthcare Ltd.
3 Redcliff Road · Melton Park
Melton · Hull · HU14 3RS
United Kingdom
CH REP
Mediq Suisse AG
Gewerbestrasse 12
CH - 8132 Egg bei Zürich
Switzerland
Medeco B.V.
Brandpuntlaan Zuid 14
2665 NZ Bleiswijk
The Netherlands
www.medeco.nl





