

Aanvullende productinformatie (de extra omschrijving van dit product zag ik wel reeds op jullie website):

Vaginale speculum volgens Cusco is gemaakt van kwaliteitsstaal met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Dit instrument is tot in precisie afgewerkt en strenge meervoudige kwaliteitscontroles ondergaan.

Staalsamenstelling

De Medipharchem medische instrumenten volstaan veelal enkel geharde, roestvrije staalsoorten (410/420). Deze staalsoorten voldoen aan de eisen met betrekking tot; duurzaamheid / slijtvastheid, corrosiebestendigheid, stevigheid / stijfheid en elasticiteit. Bij de materiaalkeuze voor een specifiek instrument wordt tevens onderscheid gemaakt tussen *snijdende* en *niet snijdende* instrumenten.

“Voor snijdende instrumenten wordt gebruik gemaakt van harder staal om de duurzaamheid / slijtvastheid te vergroten. Voor niet snijdende instrumenten wordt veelal staal gebruikt dat meer elastisch is. Met name bij pincetten is elasticiteit een essentiële eigenschap.”

Producteigenschappen

Materiaal: RVS
Volgens Cusco
130x29 mm