

Kliniderm speciale wondbedekkers.



Kliniderm foam silicone

Kliniderm silicone foam is een absorberend polyurethaan schuimverband met een zachte siliconen wondcontactlaag. Deze laag beschermt de omliggende huid en zorgt voor minder pijn bij verbandwisseling. De absorberende schuimlaag neemt wondvocht op en houdt het vast in het verband. Tevens verdampt wondvocht gedeeltelijk door het verband waardoor de totale opnamecapaciteit vergroot wordt. Kliniderm foam silicone is beschikbaar met of zonder kleebrand (border).

Geschikt voor: matig tot sterk exsuderende wonden, zoals veneuze en arteriële ulcera, diabetische voetulcera, postoperatieve wonden, schaafwonden en andere traumatische wonden.

Kliniderm foam

Kliniderm foam behoort tot de laatste generatie foamverband. Het foamverband is één van de meest gebruikte speciale wondbedekkers. Het voelt comfortabel aan voor de patiënt, absorbeert veel wondvocht zonder doorlek problemen en kan tot 7 dagen op de wond blijven. Het creëert tevens een gunstig klimaat voor snelle genezing. Kliniderm foam is beschikbaar met of zonder kleebrand (border) en als hieluitvoering (heel).

Geschikt voor: matig tot sterk exsuderende wonden, zoals veneuze en arteriële ulcera, postoperatieve wonden, schaafwonden, 1e-en 2e-graads brandwonden en andere traumatische wonden.



Kliniderm foam phmb

Een polyurethaan schuimverband, bedekt met een zachte, soepel elastische en semi-permeabele polyurethaan (PU) filmlaag. Bevat 0.5% PHMB (polyhexamethyleen biguanide) en 0.1% B-panthenol. PHMB zorgt voor de microbiologische regulering in de wondbedekker, vermindert het risico op infectie en bevordert het wondgenezingsproces. B-panthenol verbetert de hydratatie van de huid

Geschikt voor: matig tot sterk exsuderende acute en complexe wonden. Kan gebruikt worden voor sterk exsuderende, complexe wonden indien er sprake is van medisch toezicht. Kan tevens ingezet worden voor decubitus en diabetische voetwonden, arterieel en veneus ulcus cruris en bij 1e-en 2e-graads brandwonden. Ook in te zetten onder drukverband.

Kliniderm alginate

Kliniderm alginate is een alginaat wondverband dat geschikt is voor gebruik bij sterk exsuderende wonden, met of zonder geel beslag, met of zonder necrose.

Het wondverband vormt een gel zodra het in contact komt met exsudaat, waardoor een snelle wondgenezing wordt bevordert.

Geschikt voor: sterk exsuderende acute en complexe wonden. Kliniderm alginate kan gebruikt worden om diepe wonden op te vullen. Kliniderm alginate reinigt de wond door het absorberen van wondvocht en debris. Dient altijd afgedekt te worden met een secundair verband.



Kliniderm superabsorbent dressing

Kliniderm superabsorbent bestaat uit een zachte nonwoven wondcontactlaag, die het wondbed beschermt en het exsudaat direct doorlaat naar de onderliggende absorberende kern. Deze kern bestaat uit superabsorberende polymeren (SAP), die 30x het eigen gewicht in wondvocht kunnen opnemen. Het houdt exsudaat en bacteriën vast in het verband, waardoor de wond wordt beschermd en het risico op maceratie van wondranden wordt verminderd.

Geschikt voor: sterk exsuderende acute en complexe wonden.

Kliniderm silicone wound contact layer

Kliniderm silicone wound contact layer is een verband met een zachte poreuze structuur waar exsudaat eenvoudig doorheen kan naar een secundaire verband. De poreuze structuur minimaliseert horizontale lekkage van wondvocht naar de wondranden waardoor de kans op maceratie vermindert. Wondvocht absorbeert direct verticaal in het secundaire verband. De zachtklevende siliconenlaag draagt bij aan een ongestoorde wondgenezing en vermindert pijn bij een verbandwissel.

Geschikt voor: acute en complexe wonden zoals; skin tears, traumatische wonden, snijwonden, schaafwonden, snijwonden, blaren, 1e-en 2e-graads brandwonden, chirurgische wonden, decubitus wonden, diabetische voetzweren en been ulcers.



Kliniderm hydrocolloid

Een hydro-actief wondverband, verkleeft niet aan de wond, waardoor pijn bij verbandwisselingen verminderd wordt en nieuw gevormd weefsel niet wordt beschadigd. Het wondverband vormt een gel zodra het in contact komt met exsudaat, waardoor een snelle wondgenezing wordt bevordert. Kliniderm hydrocolloid is leverbaar in diverse uitvoeringen: met of zonder kleebrand (border), en in een standaard of extra dunne (Lite) uitvoering.

Geschikt voor: acute en complexe wonden, die weinig tot matig exsudaat afgeven.

Kliniderm film & film Xtrata

Kliniderm film is een transparante wondfolie gemaakt van 100% polyurethaan foliemateriaal met een huidvriendelijke acrylaat kleeflaag. Hierdoor kleeft de wondfolie niet aan de wond vast. De folie is zuurstof- en waterdamp doorlatend waardoor bacteriën van buitenaf niet bij de wond kunnen komen. Kliniderm Film Xtrata met Stratagel kleeflaag is een extra huidvriendelijke wond- en fixatiefolie voor het afdekken van schone wonden met weinig exsudaat. Het is speciaal geschikt voor gebruik bij de kwetsbare en tere huid van bijvoorbeeld ouderen, kinderen, dialyse- en oncologie patiënten. De Kliniderm films zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar; steriel als on-steriel op rol, met of zonder wondkussen en als postoperatieve eilandpleister.

Geschikt voor: 1e-graads brandwonden, donorsites, drukplekken of de preventie ervan, post-operatieve wonden en schaafwonden. On-steriele wondfolie op rol is met name geschikt als secundair verband om wondverbanden waterdicht af te dekken.



Klinion I'Mesitran ointment & gel

Mesitran antibacteriële wondzalf en wondgel op honingbasis kunnen ingezet worden in alle fasen van de WCS-wondclassificatie. Mesitran wondzalf (ointment) bestaat uit gesteriliseerde honing (48%), medilan, calendula, aloë vera, zinkoxide en is verrijkt met vitamine A, C en E. Mesitran wondgel bestaat uit gesteriliseerde zuivere honing (40%), glycolgelbasis, Medilan (non-allergeen), vitamine C en E (antioxidanten). Alle Mesitran producten zijn bacterie- en schimmeldodend, necrose oplozend, geurneutraliserend, ontstekingsremmend en bevorderen het wondgenezingsproces.

Geschikt voor: complexe wonden in alle fasen van de WCS-wondclassificatie, zoals ulcus cruris, decubitus (graad I-V) oncologische wonden. Ook geschikt voor acute wonden zoals schaaf- en snijwonden, ontvellingen en 1e-en 2e-graads brandwonden en voor diverse schimmelinfecties zoals voet- en vaginale schimmels.

Kliniderm I'Mesitran dressings

Klinion Mesitran wondverbanden zijn antibacteriële, hydroactieve verbanden op honingbasis. Mesitran hydro en border zijn op basis van honinggel. Alle Mesitran producten zijn bacterie- en schimmeldodend, necrose oplozend, geurneutraliserend, ontstekingsremmend en bevorderen het wondgenezingsproces.

Geschikt voor: complexe wonden in alle fasen van de WCS-wondclassificatie, zoals ulcus cruris, decubitus (graad I-V) oncologische wonden. Ook geschikt voor acute wonden zoals schaaf- en snijwonden, ontvellingen en 1e-en 2e-graads brandwonden en voor diverse schimmelinfecties zoals voet- en vaginale schimmels.

Mediq

Rijnzathe 10 | 3454 PV De Meern | Postbus 20003 | 3502 LA Utrecht

Zorgadvieslijn: 0800 – 62 26 226 | www.klinion.nl

Druk- en zelffouten voorbehouden. Klinion® is een merk van Mediq. Mediq behoudt zich te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.



KLINION®

november 2019

KLINION®

wondverzorging



Al meer dan 30 jaar is Klinion een betrouwbaar, echt Nederlands merk. Met een uitgebreid assortiment aan traditionele en speciale wondbedekkers heeft het voor elke fase van de wondgenezing een juist en passend wondmateriaal. Denk aan absorberende verbanden, windsels, zwachtels en pleisters tot een uitgebreide lijn aan speciale wondbedekkers. Inmiddels worden de Klinion wondzorgmaterialen ook buiten Nederland in veel landen gebruikt. Voortdurend streven wij naar het verbeteren en vernieuwen van het Klinion assortiment. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de productspecificaties, het vernieuwen van de verpakkingen of het uitbreiden van het assortiment met nieuwe producten. Elke dag doen wij onze uiterste best om u als zorgprofessional te ondersteunen bij het bieden van de juiste zorg en zetten wij ons in om zorg betaalbaar te houden. De producten van Klinion onderscheiden zich door een combinatie van functionaliteit, comfort en een scherpe prijsstelling.

Voor meer informatie zie www.klinion.nl

KLINION®

Klinion assortiment.

Speciale wondbedekkers

Kliniderm & Mesitran
speciale wondbedekkers
mesitran honing producten

foam dressings

foam border
foam heel
foam silicone
foam silicone lite
foam silicone border
foam silicone border lite
foam silicone heel
foam silicone heel border
foam silicone sacral

silicone wound contactlayer

eenzijdige siliconenlaag

transparent film dressing

steriele, transparante wondfolie

transparent film dressing

steriele, transparante wondfolie in bulkverpakking

film with pad

steriele, transparante wondfolie met absorberend wondkussen

film roll

on-steriele wondfolie op rol

film xtrata sterile and unsterile on roll

wondfolie met extra huid-

vriendelijke Stratagel® kleeflaag

alginate & alginate cavity

bestaat uit calcium- en

natriumvezels, sterk absor-

berend vermogen, geleert na

contact met exsudaat

hydrocolloid

hydrocolloid border

hydrocolloid sacral

hydrocolloid thin

superabsorbent dressing

met superabsorberende

polymeren (SAP)

mesitran

op honing gebaseerde

antibacteriële producten

ointment

wound gel

gel dressing border

net dressing

ointment dressing

Traditionele wondbedekkers

klinipress
kompressen

nonwoven compress

67% viscose, 33% polyester,

4 lagen

nonwoven compress extra

67% viscose, 33% polyester,

8 lagen

nonwoven compress comfort

50% viscose, 50% polyester

hg gauze compress

Rafelvrij gevouwen 17-draads

geweven, 100% katoen, met

gevouwen randen

hg gauze compress comfort

Rafelvrij gevouwen 13-draads

geweven, met ongevouwen

randen

hg gauze compress green

Voor gebruik op de OK, met

groene kleur om verwaring

met andere gaaskompressen,

gebruikt bij de ingreep, te

voorkomen

nonwoven drain compress

nonwoven gaaskompres

gauze drain compress

nonwoven splitkompres,

geschikt voor afdekken van

insteekopening van drains,

sondes en katheters

klinitulle ointment compress

nonwoven zaifkompres

geïmpregneerd met witte

paraffine

Absorberende verbanden

Klinipress
absorberende verbanden

exsupad

absorberend wondkompres

met katoenen wattenvulling

absorbent dressing

absorberend wondkompres

met pulpvulling

novopad

nonwoven kompres aan

beide zijden voorzien van

een polyethyleen laagje

alupad dressing

nonwoven kompres, aan

één zijde bedekt met een

aluminium wondcontactlaag

alupad tracheo

nonwoven splitkompres, aan

één zijde bedekt met een

aluminium wondcontactlaag

OK assortiment

kliniray
OK gazen

gauze compress x-ray

abdominal gauze

compress x-ray

nonwoven compress x-ray

gauze balls x-ray

preparation balls x-ray

dubbel verpakt

met X-ray draad

met dubbele, gekleurde

telstickers

Fixatie en ondersteuning

klinifix & klinigrip
klinifix fixatiewindsels
klinigrip ondersteunende
middelen

elastic fixation bandage

42% viscose, 58% polyester

tubular bandage

buisverband met kleur-

coderingen

cohesive fixation bandage

zelfklevend fixatiewindsel

crepe bandage

100% katoenen fixatiewindsel

eco-crepe bandage

96% katoen, 3% polyamide en

1% polyurethaan

non-elastic fixing bandage

100% katoen

ideal bandage

100% katoen

eco-ideal bandage

60% katoen, 39% polyamide

en 1% viscose

tricot tubular roll

gipstricot van ongebleekt

katoen, verkrijgbaar in rollen

van 4 meter. Ook te gebruiken

als korte rek zwachtel

LA support

ondersteunende buikgordel

arm sling foam

blauwkleurige immobilisatie-

sling, met klittenbandsluitingen

arm sling nonwoven

nonwoven arm sling

Compressiezwachtels

Klinidur
compressiezwachtels

standard compression bandage

langerek compressiezwachtel

met lichte compressie.

Bestaat uit 82% katoen, 13%

polyamide en 5% elasthaan.

Individueel verpakt

forte compression bandage

langerek compressiezwachtel

met hoge compressie. Bestaat

uit 85% katoen, 7% polyamide

en 8% elasthaan. Individueel

verpakt

textelast compression bandage

korterek compressiezwachtel

100% katoen

shortstretch compression bandage

korterek compressiezwachtel

100% katoen

longstretch compression bandage

langerek compressiezwachtel

met lichte compressie.

Bestaat uit 93% katoen en

7% polyamide. Verpakt in

bulkverpakking

Pleisters

Kliniplast
wondpleisters
fixatiepleisters

textile tape

hechtpleister van textiel

nonwoven tape

hechtpleister nonwoven

silk tape

hechtpleister van kunstzijde

transparent tape

hechtpleister transparant

border

nonwoven eilandpleister

border waterproof

waterbestendig eilandpleister

fixation plaster

nonwoven fixatiepleister

classic

wondpleister textiel op een rol,

kan op maat geknipt worden

universal

waterdichte wondpleister op

een rol, kan op maat geknipt

worden

plaster strips

waterdichte pleister, kant-en-

klaar op een strip

kids strips

kinderpleisters met Garfield-

print

detectable

detecteerbare blauwe wond-

pleister

inject

injectiepleister

Katoenen producten

Klinisoft
poelster producten

cotton wool

wit gebleekte katoenen zigzag

watten

synthetic padding

lucht-en vochtdoorlatend

pre-tape foam

vochtafstotende foamlag op

een rol

cotton wool balls

voor reiniging en desinfectie

van de huid

Additionele wond- verzorgingsproducten

kliniglove - klinisport -
klini-aid
klinitape - klinispon -
klinibond

kliniglove cotton glove

onsteriele katoenen hand-

schoenen, per paar verpakt

klinisport cold/hot pack

direct te gebruiken, voor

eenmalig gebruik

klini-aid first aid dressing

snelverband, met name

geschikt voor EHBO-gebruik.

klinispon nose plug

neusverband (tampon) voor

gebruik bij acute neus-

bloedingen

klinibond skin glue

transparante huidlijm met

applicator