

Productspecificatie

Medisch CarePulp®: hygiëneoplossingen Maatbeker



Geregistreerd medisch product
met CE

Artikelnummer:	25706	
Inhoud:	1000 ml.	
Afmeting:	252 x 185 x 110 mm (LxBxH)	
Gewicht:	29.5 gr.	
Verpakking:	Gewicht per doos	3,0 kg
	Afmeting per doos	890 x 290 x 890 mm (LxBxH)
	Aantal per doos	100
	Aantal dozen per pallet	24
	Aantal stuks per pallet	2400
	Afmeting pallet	1200 x 1000 x 1028 mm
Kleur:	Grijs	UDI-DI 3760305020185

Productomschrijving

Samenstelling (gebruikte materialen):

Vormvezelproducten gemaakt van gerecycled papier en verse vezels of alleen gerecycled papier met de toevoeging van proces gerelateerde en functionele additieven.

Beoogd gebruik:

Als medische hulpmiddelen voor gebruik op medisch gebied, bijv. in ziekenhuizen, verzorging- en verpleeghuizen en dokterspraktijken voor het verzamelen van lichaamsvloeistoffen of om instrumenten te bewaren naargelang hun gebruik en voordat ze worden gereinigd.

Gebruiksbeperking:

Hete en/of bevroren stoffen, alcoholische oplossingen, magnetron, sterilisatieprocessen.
Niet hergebruiken!

Opslag- en transportvoorwaarden:

Voor deze producten adviseren wij een bewaartemperatuur van 15 - 30 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 - 60%. Indien opgeslagen in een niet geklimatiseerde omgeving, bescherm de producten dan tegen vochtigheid van te vochtige en droge lucht.

Overige:

Goederen zijn gevoelig voor mechanische schokken en mogen niet worden blootgesteld aan schokken of hoge druk. Goederen moeten worden beschermd tegen vocht en vochtigheid. Gebruik buiten het beoogde doel is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De kenmerken worden ter indicatie gegeven. Niet contractueel document. Wijzigingen uitgezonderd. Maten en gewichten zijn gemiddelde gegevens!

versie 16.3.2021