


Belangrijke informatie – nieuwe QuikRead go easy CRP test!

ER is een nieuwe CRP test versie beschikbaar voor de Aidian QuikRead go® -instrument dat de huidige QuikRead go CRP -test zal gaan vervangen.



Wat is er veranderd?

- Grotere meetrange
- Vereenvoudigde monster afname met unieke sample collector 10 µl
- Opslag bij kamertemperatuur



	QuikRead go CRP (oud)	QuikRead go easy CRP (nieuw)
Opslag	2-8°C	2-25°C (ongeopend)
Monster volume	20 µl	10 µl
Meet range	5-200 mg/l	1-200 mg/l
Monster afname methode	Capillair en Plunger	NEW! Sample Collector
Software versie	Alle versies	7.6.2 of nieuwer
Instrument	QuikRead go®	QuikRead go®
Product nummer	3053967	3054616

Let op: Gebruik van de easy CRP vereist **software update!** Zie voor meer informatie onderstaande link <https://www.softwareupdate.quikread.com/home-nl.html>. Deze kunt u gratis verkrijgen via uw groothandel.

Zijn er vragen neem gerust contact met ons op!

Mediq BV

Eerstelij
 email: cs.eerstelij@mediq.com
 tel: 0186 634500
pluspunt.mediqmedeco.nl

Zorginstelling
 email: cszorginstellingen@mediq.com
 tel: 0186 634470
medbis.nl