



WESSELING BV

made in Holland since 1958



CE

KOMBI ELITE

Veelzijdige tafel voor de verloskunde en gynaecologie

Inhoudsopgave

Kombi Elite, unieke indeling voor een unieke doelgroep	1
Productkenmerken Kombi Elite	2
Kombi Elite	3
Kombi S Elite	4
Opties & Accessoires	5
Kleuren & leersoorten	7

Kombi Elite, unieke indeling voor een unieke doelgroep.

Als verloskundige of gynaecoloog is de juiste behandelafel of behandelstoel onmisbaar. De Kombi Elite combineert deze twee in één veelzijdig model door een unieke indeling. Door het lang deel in het midden te plaatsen creëert u zeer eenvoudig een zitpositie aan de voorzijde van de tafel. Hierdoor is de ruimte onder het zit gedeelte geheel vrij en kunt u heel dicht bij de patiënt komen. Door de maximale hoogte van 112cm is het ook mogelijk om uw behandeling ook staand uit te voeren. Dus zittend of staand, de Kombi zorgt ervoor dat u ergonomisch verantwoord aan het werk kan

Er is een ruime keuze aan opties en accessoires om de tafel op alle manieren aan te laten sluiten op uw werkwijze. Het schaarframe zorgt voor een minimale voetafdruk, en hiermee is de Kombi Elite uitermate geschikt voor de compacte behandelruimte

De bedieningen zijn gemakkelijk te vinden en eenvoudig in gebruik. De speciaal geproduceerde gasveren ondersteunen uw patiënt en zijn zeer licht verstelbaar.

De Kombi Elite zorgt voor een fijne en ergonomische werkplek, terwijl de patiënt zich zo comfortabel mogelijk zal voelen.

Productkenmerken Kombi Elite

Optionele papierrolhouder voor rollen tot 60cm



Ligdelen speciaal ingedeeld voor zit positie aan voorzijde

Standaard patiënten gewicht van maximaal 200kg

Alle modellen zijn uit te voeren met een rondomsysteem, waarmee de tafel in hoogte kan worden verstelt. De voetschakelaar en dus ook het losse snoer komen te vervallen



Traploze en lichte verstelling van de gasveren is mogelijk door de hendels aan beide zijden van de tafel



Zeer eenvoudig te verplaatsen door centraal wielhefsysteem en wielen van 75mm



Met behulp van de adapters zorgen kunnen diverse steunen aan de tafel worden bevestigd



Polstering 60mm zorgt voor veel comfort voor de patiënt.

Standaard voorzien van voetschakelaar



Grote ronde poten zijn voorzien voor uitdraibare doppen voorzien van antislip. Hierdoor staat de tafel zeer stabiel en voorkomt ongewenste bewegingen.



Papierrolhouder



Beensteunen






Haksteunen



RVS spoelbakje



Uitsparing zitdeel



Specificaties:

Maximale hefvermogen	200kg
Maximale belasting	400kg
Polstering	60mm
Wielen	75mm dubbelrol
Verstelling delen	Gasveer

Producteigenschappen:

- Rechtstandige hoog/laag beweging
- Standaard met wielen en centraal wielhefsysteem
- Uitermate geschikt voor gynaecologie en verloskunde
- Uit te voeren met uitsparing en rvs bakje
- Uitgebreid keuze mogelijkheid kleuren en accessoires

Artikelcodes:

Electrisch verstelbaar	KOMEMWE
Hydraulisch verstelbaar	KOMEMWH

Kombi S Elite



Papierrolhouder




Beensteunen






Haksteunen



RVS spoelbakje



Uitsparing zitdeel



Specificaties:

Maximale hefvermogen	200kg
Maximale belasting	400kg
Polstering	60mm
Wielen	75mm dubbelrol
Verstelling delen	Gasveer

Producteigenschappen:







- Rechtstandige hoog/laag beweging
- Standaard met wielen en centraal wielhefsysteem
- Uitermate geschikt voor gynaecologie en verloskunde
- Door korter zitdeel is de patiënt nog beter gepositioneerd
- Uitgebreid keuze mogelijkheid kleuren en accessoires







Artikelcodes:

Electrisch verstelbaar	KOMESMWE
Hydraulisch verstelbaar	KOMESMWH

Opties & Accessoires

De Praxis lijn kenmerkt zich door een uitgebreid pakket aan opties en accessoires om het gebruiksgemak en het comfort te optimaliseren. Hieronder vindt u alle mogelijk opties. Let op dat een aantal opties alleen geschikt zijn voor een bepaald model, en dit zal dan ook vermeld staan. Daarnaast zijn diverse opties alleen te gebruiken in combinatie met een andere product, en ook dit zal dan vermeld staan.

Omschrijving	Productcode	Afbeelding
Papierrolhouder	PAPRAX	
Adapters, set	ADAPB00	
Voetsteunen, set	VOET001	
Haksteunen, set	HAKST00	
Beensteunen, set	BEENS01	
Armsteun, per stuk	ARMST00	

Omschrijving	Productcode	Afbeelding
Armsteun 3D, per stuk	ARMST02	
RVS spoelbakje onder zitdeel	RVSSP00	
Uitsparing in zitdeel	UITSP00	
Neusgat, incl. vulkussen	NEUS002	
Nekkussen met klittenband	MASK003	
Purfect bekleding voor behandeltafel	PURFECT01	

Koppeling voor extra schakelaar	TSTUK00			Purfect bekleding voor kussens/krukjes	PURFECT02	
Extra handschakelaar	HSCH010			Bredere bekleding 70cm	BREEDTE70	
Extra voetschakelaar	VSCH08			Bredere bekleding 80cm	BREEDTE80	
Rondomschakeling	RONDON8			Dikkere bekleding 70mm	DIKKER00	
Houder voor voetschakelaar	ADAPVSCH00			Traagschuim verwerkt in bekleding	LAZYFOAM00	
Voetenmat	VOETENMAT			Aardpotentiaal- vereffeningspunt	AARDP00	
Anti-collision systeem	ACS 00			Aardekabel	KABELAARD	
Veiligheidsschakelaar voor behandeltafel	SPERRBOX			Handschakelaar met veiligheidsschakelaar	VSCH011	

Kleuren & leersoorten

Standaard worden de Kombi tafels afgewerkt met een kunstleer op basis van PVC uit de Fresh kleurenlijn. Er zijn 34 kleuren beschikbaar zonder extra kosten om de tafel af te kunnen stemmen met uw behandelruimte. Op deze manier creëert u een nog prettigere werkomgeving. Dit type kunstleer mag niet met alcohol worden schoongemaakt. Daarnaast hebben we de Purfect kleurenlijn op basis van PU en deze mag wel met alcohol worden gedesinfecteerd. Ook hier is weer een ruime keuze aan kleuren om ervoor te zorgen dat de tafel niet alleen functioneel is maar ook een lust voor het oog.

Op onze website vindt u meer informatie over deze leersoorten en het schoonmaken ervan. Ook is er een lijst beschikbaar met geschikte schoonmaakmiddelen. Vanuit Wesseling bieden wij ook schoonmaak- en desinfectie middelen aan, te weten Tevan Panox en de Soapopular.

Hieronder een greep uit het ruime assortiment kleuren (let op dat onderstaande afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke kleuren):

Fresh			
			
Nero	Titanium	Atomium	Crystal
			
Marine	Ocean	Aqua	Pagode Blue
			
Teal	Ice Blue	Taupe	Lounge
			
Portobello	Bark	Zest	Grass
			
Sunrise	Orange	Citron	Lollipop

Purfect			
			
Black	Cold Lava	Concrete	Snow White
			
Iron	Majestic Blue	Babylon	Florence
			
Vintage Blue	Ice Blue	Pepper Mint	Kiwi
			
Cappucino	Peanut	Fudge	Cocos
			
Ginger	Henna	Mustard	Cranberry